



Clonidin - Suspension 100 µg/ml 60ml

Hinweis: Diese Herstellvorschrift ist von der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg erstellt und speziell für die Patienten des Universitätsklinikums entwickelt worden. Sie dient als Hilfestellung für öffentliche Apotheken bei der Herstellung von Rezepturen. Dies entbindet die Apotheke jedoch nicht von den in der ApBetrO auferlegten Pflichten (z.B. Plausibilitätsprüfung, Dokumentation etc.)

Ausgangsstoffe	Menge	Hersteller/Lieferant
Clonidin-Tbl. 300µg	20 St.	Generika
gereinigtes Wasser	4 ml	
Sirupus simplex	ad 60 ml	div. Firmen

benötigte Geräte: Mörser mit Pistill, Kartenblatt, Messzylinder

Herstellung

1. In einem Mörser werden 20 Tabletten Clonidin 300µg vorgelegt.
2. Die Tabletten werden zermörsert und mit dem Wasser zu einer Paste verarbeitet.
3. Nach und nach wird die ca. die Hälfte des Zuckersirups zugegeben und homogenisiert.
4. In einem Messzylinder werden ca. 5ml Zuckersirup vorgelegt und die hergestellte Suspension dazu gegeben.
5. Mit weiteren 5ml Zuckersirup wird der Mörser ausgespült und ebenfalls in den Messzylinder überführt – dieser Schritt kann 1-2mal wiederholt werden.
6. Der Messzylinder wird bis zu einem Gesamtvolumen von 60ml mit Zuckersirup aufgefüllt.

Organoleptische Prüfung:

Es entsteht eine einheitliche Suspension, in der die Tabletten fein verteilt sind.

Haltbarkeit: 1 Monate bei 2-8°C

Packmittel: PET-Flasche – evtl. Zugabe von Oralspritzen

Quellen:

Am J Hosp Pharm. 1992 Jan;49(1):122-5. Stability of an extemporaneously compounded clonidine hydrochloride oral liquid. Levinson ML1, Johnson CE

letzte Aktualisierung: 03.06.2015, ober