



Mischsalbe 25% 100g

Hinweis: Diese Herstellvorschrift ist von der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg erstellt und speziell für die Patienten des Universitätsklinikums entwickelt worden. Sie dient als Hilfestellung für öffentliche Apotheken bei der Herstellung von Rezepturen. Dies entbindet die Apotheke jedoch nicht von den in der ApBetrO auferlegten Pflichten (z.B. Plausibilitätsprüfung, Dokumentation etc.)

Ausgangsstoffe	Menge	Hersteller/Lieferant
Betamethasonvalerat	0,03g	Fagron, Caelo, ...
Dickflüssiges Paraffin	3,75g	Fagron, Caelo, ...
Milchsäure 90%	0,75g	Fagron, Caelo, ...
Wollwachs	7,50g	Fagron, Caelo, ...
Glycerol 85%	11,00g	Fagron, Caelo, ...
Weißes Vaseline	21,50g	Fagron, Caelo, ...
Unguentum Cordes	40,50g	Ichthyol
Aqua purificata	14,975g	Fertigprodukt

Hinweis: Anwendung zum Ausschleichen der Betamethason-Therapie (Normkonzentration eigentlich zu gering)

Herstellung

1. Wollwachs, Vaseline und Unguentum Cordes zusammen auf dem Wasserbad schmelzen.
2. Wasser, Milchsäure und Glycerin mit annähernd gleicher Temperatur einarbeiten. Ggfs. verdunstetes Wasser ergänzen.
3. Betamethasonvalerat mit Paraffin anreiben und in die hergestellte Grundlage homogen einarbeiten.

Organoleptische Prüfung: Es entsteht eine gelbliche Salbe.

Haltbarkeit: 12 Monate

Packmittel: Tube oder Kruke

Quellen: langjährige Vorschrift am Universitätsklinikum Heidelberg, die Grundlage ist in Anlehnung an eine Empfehlung der Ichthyol-Gesellschaft für wirkstofffreie Rezepturen erstellt worden.

letzte Aktualisierung: 15.03.2017, ober