



UNIVERSITÄTS KLINIKUM HEIDELBERG

Falls ohne Etikett bitte handschriftliche Angaben!

Name, Vorname, Geburts-Datum, Geschlecht, Klinik, Station/Arztpraxis

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der Universität Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 305
Postfach 10 30 60
69120 Heidelberg

Institut für Immunologie, Prof. Dr. A. Roers

Auftrag Allgemeine Immunologie

☐ Regelleistung ☐ Wahlleistg. Arzt ☐ Adr. Privat-Patient/Selbstzahler

Datum der Probenentnahme

Telefon

Fax-Nr.

Uhrzeit der Probenentnahme

Wichtig: Klinische Diagnose/Fragestellung/Therapie

Namenstempel bei Ambulanzarzt/Arztpraxis
Unterschrift und Richtigkeit der Probenentnahme
(zwingend erforderlich)
Befundadresse/Rechnungsadresse:

Therapie mit C5 Inhibitor: Eculizumab (Soliris®) ☐ ja ☐ nein Ravulizumab (Ultomiris®) ☐ ja ☐ nein
aktuelle C3 Konzentration _____ g/l

Labor für Komplement-Diagnostik

Rohrpost-Nr. 3051 (nur intern)

Leitung: Dr. med. Jutta Schröder-Braunstein
Lieferadresse: Im Neuenheimer Feld 305, Raum 220, 69120 Heidelberg
Rückfrage: 06221-5640 26/15, Information www.klinikum.uni-heidelberg.de/diagnostik.143295.0.html

Material: ☐ Serum ☐ EDTA-Plasma

gekühlt transportieren oder spätestens nach 1 Std. Serum und Plasma (vom Blutkuchen getrennt) in unbeschichteten Röhrchen tiefgefrieren.
Einsendung von Serum und Plasma. Probenversand bitte auf Trockeneis!

☐ Komplement-Status: beinhaltet Gesamt-C-Funktion klassischer Weg/CH50 (Serum), alternativer Weg/APH50 (Serum), C3d (EDTA-Plasma), sC5b-9 (nur EDTA-Plasma)
(empfohlen zur Eingangsuntersuchung und Verlaufskontrolle)

Einzelparameter als Protein: ☐ C1q ☐ C3 ☐ C4 ☐ C3d ☐ Faktor B ☐ Faktor D
☐ Faktor H ☐ Faktor I ☐ Properdin ☐ MBL (Mannose bind. Lektin)

Einzelparameter als Funktion: ☐ CH 50 ☐ APH50 ☐ Lektinweg (Funktion)
(klass. Weg) (altern. Weg)

☐ Einzelfaktoren C1-C9 nur nach tel. Rücksprache

☐ sC5b-9 nur in EDTA-Plasma

Autoantikörper: ☐ C3-Nephritis-Faktor ☐ Auto-anti-Faktor H ☐ Auto-anti-C1q ☐ Auto-anti-C1 Inhibitor(n)
(nur in Serum)

C5 Inhibitor Monitoring: ☐ Hemmwirkung: beinhaltet CH50, APH50, C3d, sC5b-9
Serumkonzentration: ☐ Eculizumab ® ☐ Ravulizumab ®

weitere Spezialtests: nur nach tel. Rücksprache

Labor für Molekulare Immundiagnostik

Rohrpost-Nr. 3051 (nur intern)

Leitung: Prof. Dr. med. Thomas Giese
Lieferadresse: Im Neuenheimer Feld 305, Raum 420, 69120 Heidelberg
Rückfrage: 06221-5640 12/24

Wir bitten um telefonische Anmeldung der Proben!

Material: ☐ Vollblut Heparin
Probenversand bitte ungekühlt bei RT und maximal <24h nach Probenentnahme einsenden

Untersuchung: ☐ NFAT-Inhibition ☐ Genexpression spontan ☐ Diagn. Durchflusszytometrie FACS
Genexpression induziert